



Renia – Köln Klebstoffe



RENIA - Rehagol

Halogeniermittel

Technisches Datenblatt 580.000-1212

ROHSTOFFBASIS

Wasserklarer Vorstrich mit einer chlorhaltigen organischen Verbindung für TR- und Latex – Schuhböden.

ANWENDUNG:

TR-Material kann in den verschiedensten Mischungen auftreten. Einige Typen sind dadurch nicht oder nur unzureichend mit Schnellklebern oder Kunststoffklebern zu befestigen. Eine Vorbehandlung mit Rehagol ist dann unumgänglich. TR-Materialien werden dadurch erkannt, daß sich die Materialien mit deSohl-Sohlenlöser anlösen lassen. Rehagol läßt sich nur beim Einsatz von Syntic-TOTAL, Colle de Cologne, Multi-Colle, Renol=76=, Renol =asti= und Aquilim anwenden. Latex ist ein sehr weiches und stumpfes, gummiartiges Material, das ebenfalls chemisch vorbehandelt werden muß.

VORBEHANDLUNG

Syntic-TOTAL, Renol=76=, Renol =asti=: Rehagol auftragen und 15 - 60 Minuten einwirken lassen.
Multi-Colle und Colle de Cologne: Rehagol auftragen und 15 - 60 Minuten einwirken lassen. Aquilim: Rehagol auftragen und sofort Aquilim auftragen und sofort oder später aktivieren.

TOPFZEIT:

Nicht anwendbar

ABLÜFTEZEIT:

Systemabhängig: 0-60 Minuten.

PREßDRUCK:

Material- und klebstoffabhängig. Siehe Datenblatt der entsprechenden Klebstoff-Type

PRODUKTVERHALTEN:

Rehagol ist sehr feuchtigkeitsempfindlich und wird von Metallen zersetzt. Daher nur mit sauberem und **metallfreiem**, trockenem Pinsel arbeiten (ist beigefügt). Möglichst nicht direkt aus der Vorratsflasche arbeiten. Der weiße Niederschlag ist zersetzter Wirkstoff und kann nicht aufgelöst werden.

LAGERSTABILITÄT:

12 Monate, kühl und dunkel lagern. Angebrochene Behälter innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen.

VERDÜNNEN:

Nicht anwendbar

REINIGUNG

Pinsel trocknen lassen und ausklopfen. Rückstände können nicht mehr aufgelöst werden.

KENNZEICHNUNG

Flammpunkt	:	unter 21 °C, leicht entzündlich, reizend		
Nach GGVSE	:	Klasse 3	Packungsgruppe	: II
Bezeichnung	:	entzündbarer flüssiger Stoff n.a.g. (Ethylacetat)	Sonderregelung	640D
Nach IMDG	:	3.2,	Nach UN	: 1993
MFAG-Tafeln	:	311, 330	Nach EmS	: F-E, S-D

PACKUNGEN

Artikel	Packung	Netto-Inhalt	Packungseinheit	Preis
580730	85 ml - Flaschen	85 ml (12 St.)	10 Kartons	
580765	250 ml-Flaschen	250 ml	5 Trays	
580780	3 Liter Kanne	3.000 ml	1 Kanne	
580408	10 Liter Card-Box	10.000 ml	1 Karton mit Hahn	